

第67回日本人間ドック・予防医療学会学術大会

キヤノンメディカルシステムズ・キヤノンメドテックサプライ・キヤノンITSメディカル
展示・共催セミナーのご案内

会場アクセス



会期：2026年 9月4日(金)・5日(土)
会場：熊本城ホール

展示時間

9月4日(金) 9:00～17:00

9月5日(土) 9:00～15:00

健診施設にてお役に立てる機器及びソリューションを多数展示いたします。
実際に操作しながら操作性などをご体感いただけます。
ご来場を心よりお待ちしております。

ランチョンセミナー19 検診における画像診断支援AIの活用

2026年9月5日(土)12:00～13:00 第9会場 熊本城ホール中会議室E1 + E2

座長

吉田 稔 先生(日本赤十字社熊本健康管理センター)

演者

君塚 孝雄 先生(大宮シティクリニック 画像診断統括部)

夕永 裕士 先生(鳥取大学医学部統合内科医学講座画像診断治療学分野)

本学術大会ランチョンセミナーは事前申込制となります。
詳細は学術大会ホームページをご確認ください。

共催： 第67回日本人間ドック・予防医療学会学術大会
キヤノンメディカルシステムズ株式会社／エルピクセル株式会社


展示ブース位置

展示品目については裏面をご覧ください



3階 第2会場前

キヤノンメディカルシステムズ
キヤノンメドテックサプライ



1階 展示ホール休憩コーナー前
キヤノンITSメディカル

Canon

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 キヤノンメドテックサプライ株式会社 キヤノンITSメディカル株式会社

第67回日本人間ドック・予防医療学会学術大会

製品展示

画像診断装置

検査科機器

無散瞳眼底カメラ CR-10

実機
展示



光干渉断層計 OCT-R1

実機
展示



超音波骨密度測定装置 CM-300

実機
展示



検査科機器


超音波診断装置 Aplio beyond

実機
展示



骨密度測定 ソフトウェア Swift DEXA

New



放射線科機器

医療コンテナCT *スケールモデルの展示です



放射線科機器

X線TVシステム Raffine-i



マンモグラフィ Pe·ru·ru LaPlus



データ収集システム

ハンディ健診 *展示ブース別会場です



ITソリューション

読影・診断支援


読影支援ソリューション Abierto Reading Support Solution



クラウドサービス

遠隔読影プラットフォーム

遠隔読影プラットフォームをご紹介します。
外部の医師が読影できる機能を実装しておりますので、
画像データや所見用紙などの運搬が不要になります。



眼底WEB読影サービス

眼底読影サービスをご紹介します。
撮影された画像をWEBにアップロード頂くだけで
読影、結果を営業日3日以内に報告致します。

